


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gneポリクローナル抗体 - Q9Y223

商品番号: CM0024995



前書き

GNE（二機能性UDP-N-アセチルグルコサミン2-エピメラーゼ/N-アセチルマンノサミンキナーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。シアル酸生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNE ウサギ pAb
備考/別名	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10020
GeneID	10020
免疫原	ヒトGNE（NP_001121699.1）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y223
タンパク質分子量	79kDa
配送	保冷バッグ