

## 抗Gng10ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50151

商品番号: CM0027407

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質抗GNG10ウサギポリクローナル抗体です。膜貫通シグナル伝達に参与する7 kDaのGタンパク質サブユニットである、ヒト、マウス、ラットのGNG10を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | GNG10 Rabbit pAb                                                   |
| 別名          | GNG10                                                              |
| 対象種         | ヒト                                                                 |
| GeneID (ヒト) | 2790                                                               |
| GeneID      | 2790                                                               |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトGNG10 (NP_001017998.1) のアミノ酸1-68番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                          |
| 適用アッセイ      | WB、ELISA                                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                         |
| SWISS       | P50151                                                             |
| タンパク質分子量    | 7kDa                                                               |
| 輸送方法        | 氷袋                                                                 |