

Wb、Elisa用 Anti-Gng3 ポリクローナル抗体 - P63215

商品番号: CM0025696

前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みのAnti-GNG3

ウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒトGNG3を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。膜シグナル伝達およびGタンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNG3 Rabbit pAb
備考/別名	HG3D; GNG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2785
GeneID	2785
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P63215
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋