


ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Gngt1 ウサギポリクローナル抗体 - P63211

商品番号: CM0018756



前書き

GNGT1（グアニンヌクレオチド結合タンパク質G(T)サブユニットガンマ-T1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。膜貫通シグナル伝達研究に適しています。P63211。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNGT1 ウサギ pAb
備考/別名	GNG1; HG3G1; GNGT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2792
遺伝子ID	2792
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGNGT1のアミノ酸1-45に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_068774.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P63211
タンパク質分子量	8kDa
輸送	保冷バッグ