

WbおよびElisa用 抗Gngt2ポリクローナル抗体 - O14610

商品番号: CM0027658

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗GNGT2ポリクローナル抗体です。膜貫通シグナル伝達に関与するGタンパク質ガンマサブユニットであるヒトおよびマウスのGNGT2を検出します。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNGT2 ウサギpAb
備考/別名	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2793
GeneID	2793
免疫原	ヒトGNGT2のアミノ酸1-69に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_113686.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O14610
タンパク質重量	8kDa
配送	アイスバッグ