

Wb、Elisa用抗Gnl1ウサギポリクローナル抗体 - P36915

商品番号: CM0018945

前書き

組換えタンパク質を用いて作製したGNL1（HSR1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GTP結合タンパク質および組織適合性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNL1 ウサギpAb
備考／別名	HSR1、GNL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2794
GeneID	2794
免疫原	ヒトGNL1（NP_005266.2）のアミノ酸1～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36915
タンパク質重量	69kDa
輸送条件	保冷バッグ