


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Gnl3ポリクローナル抗体 - Q9Bvp2

商品番号: CM0030755



前書き

ヒトGNL3（Nucleostemin）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。幹細胞の維持やがんに関与する62kDaの核小体GTP結合タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNL3 Rabbit pAb
備考/別名	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
種	ヒト
遺伝子ID	26354
免疫原	ヒトGNL3（NP_996562.1）のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BVP2
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋