


WbおよびElisa用抗Gnmtポリクローナル抗体 - Q14749

商品番号: CM0025267



前書き

ヒトGNMTを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。グリシンメチル化および肝臓代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNMT ウサギpAb
備考/別名	HEL-S-182mP; GNMT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27232
GeneID	27232
免疫原	ヒトGNMT (NP_061833.1) のアミノ酸1-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14749
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	氷袋