

## ウェスタンブロット用 抗Gnpnat1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ek6

商品番号: CM0018837



### 前書き

ヒトGNPNAT1（グルコサミン6-リン酸N-アセチルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ゴルジ体およびエンドソーム膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | GNPNAT1 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名      | GNA1; GNP NAT; Gpnat1; RHZDAN; GNP NAT1                |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 64841                                                  |
| 遺伝子ID      | 64841                                                  |
| 免疫原        | ヒトGNPNAT1 (NP_932332.1) のアミノ酸1-91に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用         | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q96EK6                                                 |
| タンパク質分子量   | 21kDa                                                  |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                  |