


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gnrh1 ポリクローナル抗体 - P01148

商品番号: CM0029995



前書き

ヒトGNRH1（プロゴナドリベリン-1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。生殖内分泌学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNRH1 ウサギpAb
備考/別名	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2796
GeneID	2796
免疫原	ヒトGNRH1 (NP_001076580.1) のアミノ酸24～92番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01148
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋