

Anti-Gnrh2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43555

商品番号: CM0030137

前書き

ヒトGNRH2（Progonadoliberin-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。生殖生物学およびホルモン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNRH2 Rabbit pAb
備考/別名	GnRH-II; LH-RHII; GNRH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2797
GeneID	2797
免疫原	ヒトGNRH2 (NP_001492.1) のアミノ酸24-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43555
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋