

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Gnrhr ウサギ ポリクローナル抗体 - P30968

商品番号: CM0015561



前書き

ヒトGNRHR（ゴナドトロピン放出ホルモン受容体）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。生殖内分泌学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNRHR ウサギ pAb
備考/別名	HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR
種	ヒト
遺伝子ID	2798 (ヒト)
免疫原	ヒトGNRHR (NP_000397.1) のアミノ酸1-80内の配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30968
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ