

WbおよびElisa用Anti-Gnt-V/Mgat5ウサギポリクローナル抗体 - Q09328

商品番号: CM0013663



前書き

GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T

V) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウス種を検出します。N型糖鎖合成、細胞シグナル伝達、接着、遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNT-V/MGAT5ウサギpAb
備考／別名	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4249
遺伝子ID	4249
免疫原	ヒトGNT-V/MGAT5 (NP_002401.1) のアミノ酸627～741に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q09328
タンパク質分子量	85 kDa
輸送	保冷バッグ