

抗Golga1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q92805

商品番号: CM0017044

前書き

ウサギ由来のヒトGOLGA1（ゴルジン-97）に対するポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。ゴルジ体輸送およびE-カドヘリン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLGA1 Rabbit pAb
備考/別名	golgin-97; GOLGA1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2800
免疫原	ヒトGOLGA1（NP_002068.1）のアミノ酸1〜300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92805
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	保冷剤