


抗Golga4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13439

商品番号: CM0015775



前書き

ヒトGOLGA4（ゴルギン-245、p230）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウス、ラットと交差反応します。ゴルジ輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLGA4 ウサギpAb
備考/別名	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2803
遺伝子ID	2803
免疫原	ヒトGOLGA4（NP_002069.2）のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13439
タンパク質分子量	261kDa
輸送方法	氷袋