

Wb、If/Icc、Elisa用抗Golga5ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tba6

商品番号: CM0017993

前書き

スタック形成と逆行輸送に関与するゴルジ体膜タンパク質、ヒトGOLGA5（Golgin-84）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLGA5ウサギpAb
備考／別名	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9950
GeneID	9950
免疫原	組換えタンパク質（aa 1～300）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBA6
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ