

ウエスタンブロッティング、Elisa用 抗Golga7 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q7Z5G4

商品番号: CM0023848



前書き

ヒトGOLGA7（GCP16）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーション用です。ヒトおよびマウスのGOLGA7を検出し、ゴルジ体輸送とパルミトイル化に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLGA7 ウサギ pAb
備考/別名	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
種	ヒト
遺伝子ID	51125
免疫原	ヒトGOLGA7（NP_001167595.1）のアミノ酸1-134に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z5G4
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ