

抗ゴルギン45（Blzf1）ポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - Q9H2G9

商品番号: CM0030613

前書き

ゴルギン45（BLZF1）を標的とするポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。ゴルジ体構造およびERからゴルジ体への輸送に必須であり、細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BLZF1 ウサギ pAb
備考／別名	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8548
GeneID	8548
免疫原	ヒトBLZF1（NP_003657.1）のアミノ酸1～400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H2G9
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋