

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Golp2モノクローナル抗体 - Q8Nbj4

商品番号: CM0006906



前書き

WB、IF、IHC-P、ELISAでバリデーションされたウサギモノクローナルGOLPH2抗体。ヒト、マウス、ラットのGP73/GOLM1（ウイルス性肝炎でアップレギュレーションするゴルジ膜タンパク質）を認識します。肝臓疾患および上皮生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51280
遺伝子ID	51280
免疫原	ヒト GOLPH2 (NP_057632.2) のアミノ酸250-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBJ4
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスパック