

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Golp2ポリクローナル抗体 - Q8Nbj4

商品番号: CM0013483



前書き

ヒトGOLPH2（GP73、GOLM1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。肝疾患およびゴルジ装置の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLPH2 ウサギpAb
備考／別名	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51280
GeneID	51280
免疫原	ヒトGOLPH2（NP_057632.2）のアミノ酸112～401に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBJ4
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ