

Anti-Golph2/Gp73 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q8Nbj4

商品番号: CM0027488



前書き

ヒト GOLPH2/GP73 に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ研究および肝疾患バイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLPH2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51280
免疫原	ヒト GOLPH2 (NP_057632.2) のアミノ酸112-401に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBj4
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋