


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Golph3ポリクローナル抗体 - Q9H4A6

商品番号: CM0018637



前書き

ヒトGOLPH3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。ゴルジ膜輸送、細胞移動、およびmTORシグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GOLPH3 Rabbit pAb
備考/別名	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64083
GeneID	64083
免疫原	ヒトGOLPH3 (NP_071413.1) のアミノ酸1-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4A6
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ