

Wb、Elisa用抗Golp4モノクローナル抗体 - O00461

商品番号: CM0003766

前書き

この高品質なウサギモノクローナル抗体は、ヒトサンプル中のGOLPH4 (GPP130) を特異的に検出します。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済みであり、エンドソームからゴルジ体への輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOLPH4 Rabbit mAb
備考/別名	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27333
免疫原	合成ペプチド ヒトGOLPH4 (O00461) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00461
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋