

Wb、Elisa用 抗Gorab ポリクローナル抗体 - Q5T7V8

商品番号: CM0023053

前書き

WBおよびELISAで検証済みのGORABウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのGORAB（COPIを介した輸送とグリコシル化に関与するゴルジ体タンパク質）を標的とします。体外診断用医薬品（IVD）および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GORAB ウサギ pAb
備考/別名	GO; NTKLBP1; SCYLIBP1; GORAB
種	ヒト
遺伝子ID	92344
免疫原	ヒトGORAB（NP_001139511.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5T7V8
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ