


Wb、Elisa用 Anti-Gosr2 ウサギポリクローナル抗体 - O14653

商品番号: CM0026298



前書き

ヒトGOSR2（メンブリン、GS27）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ゴルジ輸送研究およびSNARE複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOSR2 Rabbit pAb
備考/別名	Bosl; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9570
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14653
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋