

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Got1ポリクローナル抗体 - P17174

商品番号: CM0027481



前書き

ヒトGOT1（細胞質アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。分子量は約46 kDaです。グルタミン酸代謝、神経保護、肝機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOT1 Rabbit pAb
備考/別名	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2805
遺伝子ID	2805
免疫原	ヒトGOT1 (NP_002070.1) のアミノ酸244-413番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17174
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋