

Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Got1 ウサギモノクローナル抗体 - P17174

商品番号: CM0002542



前書き

ヒトGOT1に対する高性能ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、タンパク質分子量は46 kDaです。神経科学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GOT1 ウサギmAb
備考/別名	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
対象種	ヒト
遺伝子ID	2805
免疫原	合成ペプチド ヒトGOT1 (NP_002070.1) のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17174
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤