

WbおよびElisa用抗Gp2ウサギポリクローナル抗体 - P55259

商品番号: CM0027546



前書き

ヒトGP2(ZAP75)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。M細胞トランスサイトーシス受容体として粘膜免疫応答に関与するGP2の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GP2 Rabbit pAb
別名	ZAP75; GP2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2813
免疫原	ヒトGP2 (NP_001007243.2) のアミノ酸111〜387番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55259
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	氷袋梱包