

Wb、Elisa用抗Gp2ウサギポリクローナル抗体 - P55259

商品番号: CM0014001



前書き

ヒトGP2（ZAP75）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。M細胞のトランスサイトーシスや粘膜免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GP2ウサギpAb
備考／別名	ZAP75; GP2
種	ヒト
遺伝子ID	2813
免疫原	ヒトGP2（NP_001007243.2）のアミノ酸111～387に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P55259
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ