

Fc、Elisa用抗Gp6/Gpviモノクローナル抗体 - Q9Hcn6

商品番号: CM0004079



前書き

ヒトGP6/GPVIを標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびELISAで検証済みです。血栓症および止血研究における血小板コラーゲン受容体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GP6/GPVI Rabbit mAb
備考/別名	GP1V; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51206
GeneID	51206
免疫原	ヒトGP6/GPVI (NP_057447.5) のアミノ酸21-267に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCN6
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ