

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gp9ポリクローナル抗体 - P14770

商品番号: CM0029156



## 前書き

ヒトGP9（GPIX/CD42a）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGP9を検出します。GP9は、止血研究においてvWF介在性接着に不可欠な血小板糖タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | GP9 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名    | GPIX; CD42a; GP9                                  |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 2815                                              |
| 免疫原      | ヒトGP9（NP_000165.1）のアミノ酸17-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                  |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS    | P14770                                            |
| タンパク質分子量 | 19kDa                                             |
| 配送       | 氷袋                                                |