

Wb、If-P、Elisa用抗Gpa33ポリクローナル抗体 - Q99795

商品番号: CM0014794

前書き

組換え細胞外ドメインを免疫原として作製されたウサギ抗GPA33ポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのGPA33と反応します。消化器がんの診断および研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPA33 ウサギ pAb
別名	A33; GPA33
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	10223
GeneID	10223
免疫原	ヒト GPA33 (NP_005805.1) のアミノ酸22～235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99795
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包