

抗Gpa33ウサギモノクローナル抗体 - Q99795

商品番号: CM0011626

前書き

ヒトGPA33（細胞表面A33抗原）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。胃腸および結腸癌研究に適しています。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPA33 ウサギ mAb
備考/別名	A33; GPA33
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10223
遺伝子ID	10223
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99795
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷剤付き