


Wb・Elisa用抗Gpc1ポリクローナル抗体 - P35052

商品番号: CM0017773



前書き

ヒトGPC1（グリピカン-1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞シグナル伝達、プリオン生物学、ミエリン形成におけるヘパラン硫酸プロテオグリカンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPC1 ウサギpAb
備考/別名	グリピカン; GPC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2817
GeneID	2817
免疫原	ヒトGPC1 (NP_002072.2) のアミノ酸290～420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P35052
タンパク質分子量	62kDa
配送方法	氷袋