

Wb・Elisa用 抗Gpc4 ウサギポリクローナル抗体 - O75487

商品番号: CM0016575

前書き

このウサギポリクローナル抗体はGPC4（K-グリピカン）を標的とし、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウス種と交差反応します。タンパク質分子量は約62kDaです。尿細管発生や中枢神経系におけるグリピカン4の機能研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GPC4 ウサギpAb
別名	KPTS; K-glypican; GPC4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2239
GeneID	2239
免疫原	ヒトGPC4（NP_001439.2）のアミノ酸357～556番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75487
タンパク質分子量	62kDa
配送方法	保冷剤