

抗Gpc6ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Y625

商品番号: CM0028065

前書き

本GPC6ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。WNT5Aシグナル伝達に関与するヘパラン硫酸プロテオグリカンであるヒトおよびマウスのGPC6を認識し、分子量は63 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPC6 ウサギpAb
備考/別名	OMIMD1; GPC6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10082
GeneID	10082
免疫原	ヒトGPC6のアミノ酸320-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005699.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y625
タンパク質重量	63kDa
配送	アイスバッグ