

Wb・Elisa用 抗Gpd1 ウサギポリクローナル抗体 - P21695

商品番号: CM0027572



前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示す、WBおよびELISAで検証済みのGPD1ウサギポリクローナル抗体です。研究用途におけるグリセロール代謝および肝機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GPD1 Rabbit pAb
別名	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2819
GeneID	2819
免疫原	ヒトGPD1 (NP_005267.2) のアミノ酸1〜349番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21695
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤