

抗Gpd2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P43304

商品番号: CM0026949

前書き

ヒトGPD2（ミトコンドリア性グリセロール-3-リン酸脱水素酵素）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が確認済みです。マウス・ラットと交差反応します。代謝疾患やミトコンドリアの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPD2 ウサギpAb
略称/別名	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2820
GeneID	2820
免疫原	ヒトGPD2（NP_000399.3）のアミノ酸25〜325番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43304
タンパク質分子量	81kDa
輸送方法	保冷剤