

Anti-Gpd2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

商品番号: CM0009446

前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAで検証された高品質なAnti-GPD2 Rabbit Monoclonal Antibody (P43304)を提供します。ヒトおよびラットのGPD2を検出します。GPD2は、膵臓ベータ細胞のグルコース感知に重要なミトコンドリアグリセロール-3-リン酸脱水素酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPD2 Rabbit mAb
備考/別名	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
種	ヒト
遺伝子ID	2820 (ヒト)
免疫原	ヒトGPD2 (NP_000399.3) のアミノ酸43-325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P43304
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ