

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gper1ウサギポリクローナル抗体 - Q99527

商品番号: CM0017714



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナルGPER1抗体。ヒト、マウス、ラットのGPER1を検出します。エストロゲンシグナル伝達、心血管研究、生殖研究に適しています。Sw-Prot Q99527。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPER1ウサギpAb
備考／別名	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	2852
GeneID	2852
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGPER1 (NP_001496.1) の307～375番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99527
タンパク質分子量	42 kDa
配送	保冷バッグ