

抗GpIX/Cd42A/Gp9 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P14770

商品番号: CM0006427



前書き

ヒト血小板糖タンパク質IX（GPIX/CD42a/GP9）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。止血および血小板接着研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPIX/CD42a/GP9 ウサギmAb
略称／別名	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
反応種	ヒト
GeneID	2815
免疫原	ヒトGPIX/CD42a/GP9（NP_000165.1）のアミノ酸17～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14770
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤梱包