

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗GpIX/CD42A/Gp9ウサギモノクローナル抗体 - P14770

商品番号: CM0006582



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒト GPIX/CD42a (GP9) (GPIb-V-IX複合体のサブユニット) を標的とし、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。止血および血小板接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPIX/CD42a/GP9ウサギmAb
備考／別名	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
種	ヒト
GeneID	2815
免疫原	ヒト GPIX/CD42a/GP9組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14770
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ