


WbおよびElisa用抗Gpkowウサギポリクローナル抗体 - Q92917

商品番号: CM0015150



前書き

ヒトGPKOW（G-patchドメインおよびKOWモチーフ含有タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み、マウス、ラットと交差反応性あり。プレmRNAスプライシングに関与 - Q92917

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPKOW Rabbit pAb
備考/別名	T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPKOW
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27238
遺伝子ID	27238
免疫原	ヒトGPKOW（NP_056513.2）のアミノ酸127～476番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92917
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤