

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Gpld1ポリクローナル抗体 - P80108

商品番号: CM0025351

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのGPLD1ウサギpAbです。ヒト、マウス、ラットのGPI特異的ホスホリパーゼDを検出し、GPIアンカー代謝およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPLD1 Rabbit pAb
備考/別名	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2822
GeneID	2822
免疫原	ヒト GPLD1 (NP_001494.2) のアミノ酸24～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P80108
タンパク質分子量	92kDa
発送方法	氷袋