

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Gpm6A ウサギポリクローナル抗体 - P51674

商品番号: CM0027902

前書き

ヒトGPM6A (M6A)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。神経細胞の分化および可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPM6A Rabbit pAb
備考/別名	M6A; GPM6; GPM6A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2823
GeneID	2823
免疫原	ヒト GPM6A (NP_005268.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51674
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋