

Anti-Gpn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcn4

商品番号: CM0014243

前書き

ヒトGPN1（XAB1/MBDIN）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。RNAポリメラーゼIIの組み立てと核移行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPN1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
種	ヒト
遺伝子ID	11321
免疫原	ヒトGPN1（NP_009197.2）のアミノ酸255-374に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9HCN4
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋