

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Gpnmb ウサギポリクローナル抗体 - Q14956

商品番号: CM0018545

前書き

ヒトGPNMB（NMB、HGFIN）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISA用として検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。約64 kDaの内因性タンパク質を検出し、腫瘍学および皮膚学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPNMB ウサギ pAb
備考/別名	NMB; HGFIN; PLCA3; GPNMB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10457
遺伝子ID	10457
免疫原	ヒトGPNMB（NP_001005340.1）のアミノ酸23-486に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14956
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ