

Anti-Gpr108 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Npr9

商品番号: CM0020990

前書き

CamelBioは、WBおよびELISA用の抗GPR108ウサギポリクローナル抗体（LUSTR2）を提供しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。ゴルジ体およびAAVトランスダクションの研究に適しています。SWISS: Q9NPR9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR108 Rabbit pAb
備考/別名	LUSTR2; GPR108
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56927
GeneID	56927
免疫原	ヒト GPR108 (NP_001073921.1) のアミノ酸33-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPR9
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ