

Wb、Elisa用抗Gpr141ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z602

商品番号: CM0016596

前書き

ヒトGPR141に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。オーファンGPCR研究や細胞膜受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR141 ウサギ pAb
別名	PGR13; GPR141
対象種	ヒト
GeneID	353345
免疫原	合成ペプチド（ヒトGPR141 (NP_001316922.1)のアミノ酸50～150領域内の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q7Z602
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤