

Wb、Elisa用 抗Gpr151 ポリクローナル抗体 - Q8Tdv0

商品番号: CM0020851

前書き

ヒトGPR151（プロトン感知型GPCR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学およびGPCR研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR151 ウサギ pAb
備考/別名	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
種	ヒト
GeneID (ヒト)	134391
GeneID	134391
免疫原	ヒトGPR151 (NP_919227.2) のアミノ酸310-419に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDV0
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ